




Barcodes auf TPP Etiketten und Produkte

Barcodes on TPP Labels and Products

Code	Info	Info
Code 128	⇒ auf TPP-Produkt-Etikette und auf Septum-Röhrchen	⇒ on TPP-product-label and on Septum tubes
	Der Code 128 ermöglicht den vollen ASCII-Zeichensatz darzustellen. Alphanumerischer Strichcode mit hoher Informationsdichte und grosser Datensicherheit.	<i>The entire ASCII character set is displayable. Alphanumeric barcode with high information and security aspects</i>
		
Code ITF: Interleaved Two of Five / Code 2/5 Interleaved	⇒ auf 96-well Testplatten	⇒ on 96-well test plates
	Gerade Ziffernzahl mit hoher Informationsdichte Weite Verbreitung.	<i>Even numbered numeric with high information grade. Widely used.</i>
		
GTIN-Code	⇒ TPP Karton-Etiketten	⇒ on TPP case labels
	Identifikationsnummer mit der Produkte weltweit eindeutig identifiziert werden können.	<i>Identification number with which products can be identified worldwide.</i>
	